



LP — 20

HYGIENE

AUSTRIA

bakterielle Filterleistung*
99%

Mund-Nasen-Schutz Maske, Typ-IIIR

1. Made in Austria
2. Zertifiziert
3. 3-lagig
4. Hohe Atmungsaktivität aufgrund hochwertiger Vliesmaterialien



1. Reinigen Sie Ihre Hände mit Seife und Wasser oder Desinfektionsmittel.



2. Legen Sie um jedes Ohr eine Schlaufe der Maske.



3. Drücken Sie das Metallstück in der Maske über Ihre Nase.



4. Ziehen Sie das obere und untere Ende der Maske über Nase und Kinn.



5. Vermeiden Sie das Berühren der Maske, während Sie sie tragen.

* gemäß EN 14683:2019

Hygiene Austria LP GmbH | Palmersstrasse 6 – 8 | 2351 Wiener Neudorf | FN: 530871 v

CE TÜV
AUSTRIA

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
VN020 168438 OETI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Spezifikationen Maske

Marke	- Hygiene Austria LP GmbH
Name	- Mund-Nasen-Schutz Maske, Typ-IIR
Art	- Kein Medizinprodukt
Menge / Verpackungseinheit	- 50 Stk.
Farbe	- Blau-weiß Auf Wunsch weitere Farben möglich
Gebrauchshinweise und Haltbarkeit	- Mindesthaltbarkeit: 5 Jahre - Bei Durchfeuchtung ist die Maske abzusetzen und zu wechseln - Nicht wiederverwendbar
Lagerbedingungen	- Nicht unter 0°C oder über 40°C und an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern
Größe Maske	- 175 x 95 mm Geringe Größenabweichungen möglich
Gewicht (pro Maske)	- ca. 6,21 g
Zertifizierung	- EN 14683:2019, Typ-IIR - CE zertifizierte Produktionsmaschinen - TÜV geprüft - OEKO-TEX® Standard 100, Zertifikat #VN020 168438 OETI
Produktspezifikationen	- Verwendung eines 3-lagigen Vlieses: 2 Außenlagen aus Spunbond Vlies und eine Innenlage aus Melt-Blown Vlies, Polypropylen - 8 cm gummiummantelter, extra starker und flexibler Nasenbügel

Spezifikationen Überkarton

Größe	- 580 x 310 x 400 mm
Menge	- 36 Einheiten à 50 Stk
Material	- Wellpappe

Bitte überprüfen Sie alle Ihnen angebotenen Zertifikate unter
<https://www.eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-pppe>
auf ihre Echtheit. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken.



Verpackungen

50 Stück werden in
einer Box geliefert.

Durch eine Perforation
können die Masken oben
leicht entnommen werden.



* gemäß EN 14683:2019

Hygiene Austria LP GmbH | Palmersstrasse 6-8 | 2351 Wiener Neudorf | FN: 530871 v



Gepüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100